



## CARATTERISTICHE

### Esempio di programmi memorizzati

#### FISIOLOGICO


Fasi -----	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Settore 1						•	•	•	•							
Settore 2							•	•	•							
Settore 3								•	•							
Settore 4	•	•							•	•						
Settore 5		•	•							•	•					
Settore 6			•								•					
Settore 7					•									•		
Settore 8					•										•	

#### PICOTAGE

Fasi -----	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Settore 1						•	•	•								
Settore 2							•	•								
Settore 3									•							
Settore 4	•									•						
Settore 5		•									•					
Settore 6			•			•						•				
Settore 7					•									•		
Settore 8					•										•	

Classificazione	Pressodrenatore
Alimentazione	220/230, 50Hz
Classe di sicurezza	1 B
Protezione elettrica	2 x 2 A
Numero canali	8 settori pneumatici
Compressore	30 litri minuto
Pressione massima	3,5 atm
Regolazione	da 0 a 200mmHg
Timer digitale	da 1 a 99 minuti
Controllo	valore min.
Programmi di lavoro	N.12 memorizzati
Programmi di lavoro	N. 08
Scarico veloce	a fine trattamento

# Lifepress



sistemi integrati  
per l'estetica

## Lifemed



*Apparecchiatura compatta utilizzata per pressomassaggio peristaltico settoriale differenziale.*

*Genera un'onda peristaltica con pressioni differenti sulle varie zone da trattare in tempi determinati dal raggiungimento della pressione programmata nel singolo settore.*

*E' fornita con un sistema di gambali composto da 5 sezioni (piedi, gambe e ventriera) indipendenti.*



# pressoterapia